

ProCare Shine 40 - 1 l
 Abrilhantador, 1 l
 para enxaguamento de louça, talheres e copos.



- Ligeiramente ácido, contém ácido cítrico
- Para um resultado de enxaguamento ideal
- Para aplicação em máquinas de lavar roupa industriais
- Concentrado líquido, recom. dosagem 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
- Desenvolvido especialmente para a Miele Professional

Código EAN: 4002515692684 / Número de material: 10328020 /
 Número de material antigo: 61915101EU1

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça ProfiLine	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Recomendação de dosagem	
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Intervalo hídrico recomendado em mmol/l	0-0,53
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Secante
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Agente complexante (sem fosfato), Tensioativos, Ácido cítrico
Adequado para copos	•
Adequado para talheres	•
Adequado para plástico	•
Adequado para inox	•
Adequado para porcelana/cerâmica	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para prata	•
Cuida a decoração	•
Evita depósitos de calcário e protege o material a lavar	•
Melhora e encurta a secagem	•
Neutraliza águas residuais	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	267
Medida exterior, largura líquida em mm	77
Medida exterior, profundidade líquida em mm	77
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	80
Peso bruto em kg	1
Quantidade de enchimento em ml	1000
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•