

UGT F10
Pés
para a sapata UGT 44-60/85.



- Conjunto composto por 4 pés
- Para junção fixa com a sapata

Código EAN: 4002515677438 / Número de material: 10328960 /
Número de material antigo: 69506101D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Sapata/base para encastrar	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	83
Medida exterior, largura líquida em mm	45
Medida exterior, profundidade líquida em mm	45
Medida exterior, altura bruta em mm	105
Medida exterior, largura bruta em mm	190
Medida exterior, profundidade bruta em mm	60
Peso líquido em kg	5,00
Peso bruto em kg	6,40