

E 454/1

Injetor

para limpeza ótima de diversos material para lavar, especialmente retoscópios.



- Ideal p/ retoscópio. Cânulas de trocarte e outro material p/lavar

Código EAN: 4002515722954 / Número de material: 10342490 /

Número de material antigo: 69745402D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Outros acessórios	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Capacidade	
Instrumentos ocios [número]	1
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	8
Medida exterior, largura líquida em mm	8
Medida exterior, profundidade líquida em mm	300
Medida exterior, altura bruta em mm	60
Medida exterior, largura bruta em mm	160
Medida exterior, profundidade bruta em mm	350
Diâmetro em mm	8
Peso líquido em kg	0,07
Peso bruto em kg	0,08