

E 454/1

Injetor

para limpeza ótima de diversos material para lavar, especialmente retoscópios.



- Ideal p/ retoscópio. Cânulas de trocarte e outro material p/lavar

Código EAN: 4002515722954 / Número de material: 10342490 /  
Número de material antigo: 69745402D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Injetor	•
Outros acessórios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
<b>Capacidade</b>	
Instrumentos ocios [número]	1
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	8
Medida exterior, largura líquida em mm	8
Medida exterior, profundidade líquida em mm	300
Medida exterior, altura bruta em mm	60
Medida exterior, largura bruta em mm	160
Medida exterior, profundidade bruta em mm	350
Diâmetro em mm	8
Peso líquido em kg	0,06
Peso bruto em kg	0,07