

U 402
Cesto
para 10 pires e 10 pratos.



- Com 10 fileiras
- Distância entre fixadores 30 mm

Código EAN: 4002515691137 / Número de material: 10358550 /
Número de material antigo: 67640201D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoria do produto	
Cesto para pratos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Azul, Cinzento
Número de fileiras	10
Distância entre suportes em mm	30
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	100
Medida exterior, largura líquida em mm	410
Medida exterior, profundidade líquida em mm	410
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	1,02
Peso bruto em kg	1,96