

U 405  
Cesto  
para aplicações universais.



- Para talheres grandes, taças, etc.
- Fundo com malha larga
- Altura interior 65 mm

Código EAN: 4002515691144 / Número de material: 10358560 /  
Número de material antigo: 67640501D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cesto para panelas/taças, etc.	•
Outros cestos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Cinzentos
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	100
Medida exterior, largura líquida em mm	410
Medida exterior, profundidade líquida em mm	410
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	0,84
Peso bruto em kg	1,78