

U 408  
Cesto  
para inserção ideal de chávenas.



- Com 4 fileiras

Código EAN: 4002515691151 / Número de material: 10358570 /  
Número de material antigo: 67640801D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cesto para chávenas	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Azul, Cinzento, Branco
Número de fileiras	4
Distância entre suportes em mm	85
<b>Capacidade</b>	
Chávenas [número]	20
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	100
Medida exterior, largura líquida em mm	410
Medida exterior, profundidade líquida em mm	410
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	1,20
Peso bruto em kg	2,14