


U 409

Cesto

para material de lavagem habitual em bistros.



- Para copos, chávenas, pratos, pratos de sobremesa, pires, etc.
- O cesto E 165 também pode ser utilizado para talheres

Código EAN: 4002515691168 / Número de material: 10358580 /  
Número de material antigo: 67640901D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cesto para diferentes utensílios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Azul, Cinzento, Branco
Número de filas	3
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	155
Medida exterior, largura líquida em mm	410
Medida exterior, profundidade líquida em mm	410
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	1,52
Peso bruto em kg	2,46