

U 404
Cesto
para inserção ideal de talheres.



- Com 6 cestos de talheres em plástico
- Tamanho do compartimento 106 x 106 mm

Código EAN: 4002515691182 / Número de material: 10358610 /
Número de material antigo: 67640401D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoria do produto	
Cesto para talheres	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan, Plástico
Cor	Cinzeno, Branco
Número de compartimentos	6
Largura do compartimento em mm	106
Comprimento do compartimento em mm	106
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	112
Medida exterior, largura líquida em mm	400
Medida exterior, profundidade líquida em mm	400
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	620
Peso líquido em kg	1,65
Peso bruto em kg	2,80