


U 407

Cesto

para material de lavagem habitual em bistros.



- Para copos, chávenas, pratos, pratos de sobremesa, pires, etc.
- Com diferentes distâncias e alturas de fixadores
- O cesto E 168 também pode ser utilizado para talheres

Código EAN: 4002515691199 / Número de material: 10358620 /  
Número de material antigo: 67640701D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cesto para diferentes utensílios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Número de filas	5
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	92
Medida exterior, largura líquida em mm	400
Medida exterior, profundidade líquida em mm	420
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	620
Peso líquido em kg	1,94
Peso bruto em kg	3,10