

E 168

Cesto de talheres
para inserção ideal de talheres.



- Aplicável no cesto para hotelaria U 407
- 4 Compartimentos

Código EAN: 4002515691205 / Número de material: 10358630 /
Número de material antigo: 67616801D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoria do produto	
Complemento para talheres	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Número de compartimentos	4
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	102
Medida exterior, largura líquida em mm	230
Medida exterior, profundidade líquida em mm	50
Medida exterior, altura bruta em mm	150
Medida exterior, largura bruta em mm	280
Medida exterior, profundidade bruta em mm	90
Peso líquido em kg	0,34
Peso bruto em kg	0,70