

U 423

Cesto

para inserção ideal de diversos copos.



- Com 3 fileiras
- Para copos com um diâmetro máximo de 120 mm

Código EAN: 4002515691311 / Número de material: 10358640 /
Número de material antigo: 67642301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoria do produto	
Cesto para copos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Número de fileiras	3
Distância entre suportes em mm	120
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	155
Medida exterior, largura líquida em mm	400
Medida exterior, profundidade líquida em mm	400
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	620
Peso líquido em kg	2,06
Peso bruto em kg	3,10