

U 424

Cesto

para inserção ideal de diversos copos.



- Com 4 fileiras
- Para copos com um diâmetro máximo de 90 mm

Código EAN: 4002515691328 / Número de material: 10358650 /  
Número de material antigo: 67642401D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cesto para copos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Número de fileiras	4
Distância entre suportes em mm	90
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	155
Medida exterior, largura líquida em mm	400
Medida exterior, profundidade líquida em mm	400
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	650
Peso líquido em kg	1,90
Peso bruto em kg	3,00