


U 600

Cesto

para inserção ideal de recipientes EN com dimensões de 400 x 600 mm.



Código EAN: 4002515691342 / Número de material: 10358670 /
Número de material antigo: 67660001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	120
Medida exterior, largura líquida em mm	500
Medida exterior, profundidade líquida em mm	550
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	620
Peso líquido em kg	1,80
Peso bruto em kg	3,00