


KFR 20060 PF

Prateleira para garrafas

para um armazenamento de garrafas seguro e economizador de espaço.

Código EAN: 4002515693377 / Número de material: 10363580 /
Número de material antigo: 36996097EU1



- Para electrodomésticos K20.000 com interior XL e PerfectFresh
- Para um armazenamento equilibrado e tranquilo, p. ex., de vinho
- Alterável para diferentes níveis de prateleira
- De metal cromado
- Para até 9 garrafas, dependendo do tamanho e formato