

DKF 1000-R

Filtro contra odores Longlife AirClean regenerável
contra odores desagradáveis da cozinha.



Código EAN: 4002515745489 / Número de material: 10427040 /
Número de material antigo: 28996369EU1

- para DUU 1000-2 e DUU 1500
- para CSDA1xxx/GSDA700x/
KMDA763x/KMDA7476/
KMDA7774
- Mais económico do que um filtro de
utilização única se forem cumpridos
os intervalos de substituição
- Regeneração semestral de forma
totalmente simples do forno
- Vida útil de 3 anos