

XKM 3000 L Med
Módulo de comunicação
com interface Ethernet para integração numa rede.



- Buffer circular para máx. 30 protocolos de processo e 2 protocolos gráficos
- Sem necessidade de componentes adicionais para ligação direta / à rede
- Suporte DHCP para ajuste automático dos parâmetros de rede
- Velocidade de transferência: 10/100 Mbit/s
- Comprimento do cabo de ligação: 1,5 m; possível prolong. do cabo

Código EAN: 4002515727218 / Número de material: 10440980 /
Número de material antigo: 68822102D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzento
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de lâminas	•
Reprocessamento de butirómetros	•
Reprocessamento de frascos de farmácia/infusão	•
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocus	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares	•
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de provetas graduadas	•
Reprocessamento de recipientes, p. ex., depósitos de cal sodada	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	39
Medida exterior, largura líquida em mm	88

XKM 3000 L Med
Módulo de comunicação
com interface Ethernet para integração numa rede.



Código EAN: 4002515727218 / Número de material: 10440980 /
Número de material antigo: 68822102D

Medida exterior, profundidade líquida em mm	110
Medida exterior, altura bruta em mm	140
Medida exterior, largura bruta em mm	190
Medida exterior, profundidade bruta em mm	295
Peso líquido em kg	0,75
Peso bruto em kg	1,00
Normas e certificados	
CE	•
UKCA	•