

PPSSW0010

Teste termoelétrico
para máquina de lavar roupa e máquina de lavar louça.

- Registo de temperatura e tempo de retenção
- Utilização de dispositivos de registo de dados calibrados
- Protocolos de medição da verificação

Código EAN: 4002515756737 / Número de material: 10486590 /
Número de material antigo:

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Conteúdos contratuais	
Conservação da documentação necessária	•
Arranque para serviço selecionado	•
Tempo de trabalho para serviço selecionado	•
Documentação detalhada	•
Verificação termoelétrica com medidores calibrados	•
Intervalo	1 x jährlich