

ProCare Lab 11 AP - 10 kg
Detergente em pó, alcalino, 10 kg
para tratamento ideal de utensílios de laboratório.



- Sem compostos de fósforo, efeito oxidante
- Desenvolvido especialmente para a Miele Professional
- Indicado para diferentes materiais
- Valor pH 11,5–11,7

Código EAN: 4002515780176 / Número de material: 10490590 /
Número de material antigo: 62922101EU3

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Possibilidades de utilização	
Remoção de impurezas inorgânicas e orgânicas	Bom
Recomendação de dosagem	
Valor de pH da solução de aplicação	11,5-11,7
Intervalo hídrico recomendado em mmol/l	0-1,1
Áreas de aplicação principais	
Laboratórios de água	•
Instituto sorológico	•
Indústria de fosfatos	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Detergente alcalino
Forma do agregado	Pó
Composição	Branqueador oxigenado, Tensioactivos
Adequado para plástico	•
Adequado para inox	•
Adequado para porcelana/cerâmica	•
Adequado para vidraria de laboratório	•
Inadequado para alumínio não anodizado	•
Isento de fosfatos	•
Inadequado para alumínio não anodizado	•
Inadequado para metais leves e não ferrosos	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	268
Medida exterior, largura líquida em mm	265
Medida exterior, profundidade líquida em mm	265
Medida exterior, altura bruta em mm	280
Medida exterior, largura bruta em mm	270
Medida exterior, profundidade bruta em mm	270
Peso do conteúdo em g	10000
Peso bruto em kg	10
Conformidade, cert./marc.	
Conformidade GHS/CLP	•