

ProCare Lab 10 MA - 5 l

Detergente líquido, suavemente alcalino, 5 l

para tratamento ideal de vidraria de laboratório e utensílios de laboratório.



- Sem tensoactivos e agentes oxidantes
- Desenvolvido especialmente para a Miele Professional
- Indicado para diferentes materiais
- Valor pH 11,6–11,8

Código EAN: 4002515780183 / Número de material: 10490660 /
Número de material antigo: 62923101EU3

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Possibilidades de utilização	
Remoção de sangue	Bom
Remoção de proteínas	Bom
Remoção de resíduos de culturas	Bom
Remoção de resíduos orgânicos	Bom
Recomendação de dosagem	
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Valor de pH da solução de aplicação	11,6-11,8
Áreas de aplicação principais	
Laboratórios médicos	•
Laboratórios biológicos	•
Laboratórios químicos	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Detergente alcalino
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Hidróxido alcalino, Fosfato, Silicato
Adequado para plástico	•
Adequado para inox	•
Adequado para vidraria de laboratório	•
Adequado para cerâmica	•
Parcialmente adequado para metais não ferrosos	•
Inadequado para alumínio não anodizado	•
Isento de agentes oxidantes	•
Sem tensoativos	•
Parcialmente adequado para alumínio não anodizado	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	217
Medida exterior, largura líquida em mm	142
Medida exterior, profundidade líquida em mm	248
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	190
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso bruto em kg	5
Quantidade de enchimento em ml	5000
Conformidade, cert./marc.	
Conformidade GHS/CLP	•