

ProCare Lab 30 C - 5 l  
 Produto neutralizador, ácido, 5 l  
 para neutralização ideal à base de ácido cítrico.



- Livre de tensoativos, compostos de fósforo e agentes oxidantes
- Desenvolvido especialmente para a Miele Professional
- Indicado para diferentes materiais
- Valor de pH 2.6-3.0
- Utilizar como produto neutralizador ou produto pré-limpeza ácido

Código EAN: 4002515780367 / Número de material: 10491360 /  
 Número de material antigo: 62927101EU3

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
<b>Possibilidades de utilização</b>	
Remoção de descolorações, calcário, depósitos de urina e outras impurezas solúveis em ácidos	Bom
<b>Recomendação de dosagem</b>	
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	1-4 ml/l (0,1-0,4 %)
Valor de pH da solução de aplicação	2,6-3,0
<b>Áreas de aplicação principais</b>	
Laboratórios médicos	•
Laboratórios biológicos	•
Laboratórios microbiológicos	•
Laboratórios químicos	•
Laboratórios de água	•
Laboratórios da indústria alimentar	•
Laboratórios da indústria cosmética	•
Laboratórios industriais	•
Indústria de fosfatos	•
Laboratórios da indústria farmacêutica	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Produto neutralizador ácido
Forma do agregado	Líquido
Composição	Ácido orgânico
Adequado para plástico	•
Adequado para inox	•
Adequado para vidraria de laboratório	•
Adequado para cerâmica	•
Inadequado para alumínio não anodizado	•
Isento de fosfatos	•
Sem tensoativos	•
Elevada proteção do material	•
Pré-limpeza ácida	•
Adequado para materiais delicados	•
Neutralização de resíduos alcalinos resistentes	•
Inadequado para peças cromadas	•
Inadequado para peças niqueladas	•
Inadequado para pré-limpeza ácida de alumínio não anodizado	•
Inadequado para metais leves e não ferrosos	•
Adequado para neutralização de alumínio não anodizado	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	217
Medida exterior, largura líquida em mm	142
Medida exterior, profundidade líquida em mm	248
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	190
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso bruto em kg	6
Quantidade de enchimento em ml	5000
<b>Conformidade, cert./marc.</b>	
Conformidade GHS/CLP	•