

GS CL 1003 P

Detergente em pó, 1 kg

para os melhores resultados de limpeza com dosagens individuais.

Código EAN: 4002515773420 / Número de material: 10528510 /
Número de material antigo: 21995508EU2



- Com oxigénio activo para limpeza completa
- Com super enzimas — eficaz mesmo com baixas temp. de lavagem
- Fórmula de protecção do vidro contra corrosão do vidro
- Altamente eficiente — para aprox. 70 lavagens
- Lavar de forma perfeita e simples. Com a Miele.