

E 473/2

Cesto

com tampa, adequada para várias peças pequenas.



- Para pendurar
- Com tampa de fecho fácil

Código EAN: 4002515811962 / Número de material: 10623720 /

Número de material antigo: 69547303D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	88
Medida exterior, largura líquida em mm	66
Medida exterior, profundidade líquida em mm	66
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	95
Medida exterior, profundidade bruta em mm	110
Peso líquido em kg	0,10
Peso bruto em kg	0,14