

A 207

Carro

para colocação perfeita de instrumentos Micro.



- Reprocessamento eficiente: carga rápida e elevado rendimento
- Nível superior: até 8 tabuleiros p/ colocação de instrumentos ocus
- Níveis inf.: 8 tabuleiros deitados para outros conj. instr. Ofta.

Código EAN: 4002515815601 / Número de material: 10632400 /  
Número de material antigo: 69620700D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Carro para instrumentos de oftalmologia	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Possibilidade de inserção de um filtro central	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
<b>Capacidade</b>	
Tabuleiros/Bandejas [número]	16
Conjuntos cirúrgicos para instrumentos micro [número]	8
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	438
Medida exterior, largura líquida em mm	530
Medida exterior, profundidade líquida em mm	542
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	4,40
Peso bruto em kg	6,40
<b>Incluído na embalagem</b>	
A 311 Suporte para bandejas [número]	2
A 800, tubo filtro [número]	1
A 804, escova de limpeza [número]	1