

A 310  
Complemento  
para colocação perfeita de 8 socos de bloco OP.



- Para utilização em cestos superiores
- Para admissão de 8 socos de bloco OP até ao tamanho 41
- Possibilidade de utilização nos cestos superiores A 101 e A 102

Código EAN: 4002515816349 / Número de material: 10632610 /  
Número de material antigo: 69631000D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para socos de bloco OP	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
<b>Capacidade</b>	
Socos de bloco OP [número]	8
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	75
Medida exterior, largura líquida em mm	405
Medida exterior, profundidade líquida em mm	435
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	425
Medida exterior, profundidade bruta em mm	450
Peso líquido em kg	0,50
Peso bruto em kg	0,83