

A 832

Injetor

para lavagem perfeita de diversos materiais a lavar.



- Adequado para carro injetor, aparafusável
- Melhores resultados de lavagem graças aos furos laterais

Código EAN: 4002515817711 / Número de material: 10635440 /

Número de material antigo: 69745202D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquina de lavar, pequena, medicina dentária	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos ocus	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, profundidade líquida em mm	60
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Diâmetro em mm	3
Peso líquido em kg	0,01
Peso bruto em kg	0,01