

A 833
Injetor
para limpeza perfeita de diversos materiais a lavar.



- Adequado para carro injetor, aparafusável
- Para melhores resultados de limpeza graças aos furos laterais

Código EAN: 4002515941225 / Número de material: 10635480 /
Número de material antigo: 69745302D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	4
Medida exterior, profundidade líquida em mm	110
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,00
Peso bruto em kg	0,01