

DataDiary

Documentação do processo baseada na App para registo em protocolo simples e sem fios da PG 858x/9x.



- Solução Plug & Play de manutenção reduzida
- Transmissão de dados segura, sem cabos por Wi-Fi encriptada
- Criação de protocolo no formato PDF
- Identific. do utilizador por User-ID com palavra-passe ou Tag NFC
- Com acesso à app, módulo de comunicação e 5 cartões de chip NFC
- Compatível a partir de Android 8.0 e iOS 12.4

Código EAN: 4002515894095 / Número de material: 10689630 /
Número de material antigo: 68819001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzeno
Diagonal do ecrã mínima necessária do dispositivo em polegadas	7,00
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de lâminas	•
Reprocessamento de butirómetros	•
Reprocessamento de frascos de farmácia/infusão	•
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares	•
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de provetas graduadas	•
Reprocessamento de recipientes, p. ex., depósitos de cal sodada	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•

DataDiary
Documentação do processo baseada na App
para registo em protocolo simples e sem fios da PG 858x/9x.



Código EAN: 4002515894095 / Número de material: 10689630 /
Número de material antigo: 68819001D

Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	39
Medida exterior, largura líquida em mm	88
Medida exterior, profundidade líquida em mm	110
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	300
Peso líquido em kg	0,12
Peso bruto em kg	0,32
Normas e certificados	
CE	•