

DTD 2

Tabuleiro apara-pingos

Para a colocação segura de recipientes de produtos ProCare.

Código EAN: 4002515933695 / Número de material: 10695460 /  
Número de material antigo: 61910001D



- Cria espaço para 2 recipientes de produtos ProCare
- Suporte seguro de recipientes de 5 e 10 l das séries ProCare
- Esvaziamento ideal de restos dos recipientes graças ao ângulo de inclinação
- Adequado para uso num armário secundário

<b>Categorias de produto associadas</b>	
ProCare	•
<b>Possibilidades de utilização</b>	
Colocação segura de recipientes de produtos ProCare	•
Esvaziamento ideal de recipientes de produtos ProCare	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Base adequada para esvaziamento ideal de restos de recipientes de produtos ProCare	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	463,00
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura bruta em mm	74
Medida exterior, largura bruta em mm	327
Medida exterior, profundidade bruta em mm	463
Peso bruto em kg	1