

DTD 2

Tabuleiro apara-pingos

Para a colocação segura de recipientes de produtos ProCare.

Código EAN: 4002515933695 / Número de material: 10695460 /
Número de material antigo: 61910001D

Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	62
Medida exterior, largura líquida em mm	262
Medida exterior, profundidade líquida em mm	420
Medida exterior, altura bruta em mm	74
Medida exterior, largura bruta em mm	327
Medida exterior, profundidade bruta em mm	463
Peso bruto em kg	1



- Cria espaço para 2 recipientes de produtos ProCare
- Suporte seguro de recipientes de 5 e 10 l das séries ProCare
- Esvaziamento ideal de restos dos recipientes graças ao ângulo de inclinação
- Adequado para uso num armário secundário