

A 817

Casquilho

para a limpeza perfeita, p. ex. de instrumentos de otorrinolaringologia



- Adequado para carros injetores e cestos, aparafusável
- Inclui tampa e abraçadeira de fixação

Código EAN: 4002515880593 / Número de material: 10706260 /
Número de material antigo: 69681700D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	120
Medida exterior, profundidade bruta em mm	170
Diâmetro em mm	24
Peso líquido em kg	0,02
Peso bruto em kg	0,02