

A 818

Tampa para casquilho
para fixação perfeita de conjuntos de instrumentos com uso de casquilhos.



- Embalagem com 12 tampas
- Abertura adaptável em função da aplicação

Código EAN: 4002516100119 / Número de material: 10706620 /
Número de material antigo: 69681800D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	20
Medida exterior, largura líquida em mm	20
Medida exterior, profundidade líquida em mm	20
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Diâmetro em mm	20
Peso líquido em kg	0,03
Peso bruto em kg	0,03