


A 105/1

Cesto superior

Ajustável em altura, com injetores, para colocação de vários conj. instrumentos.



- Lado direito: 22 posições para injetores
- Lado esquerdo para colocar complementos
- Secagem interior ativa de instrumentos com lúmens
- Secagem ativa do interior de peças de mão
- Tubo filtro A 800 utilizável nas duas réguas de injetores

Código EAN: 4002515941157 / Número de material: 10777260 /  
Número de material antigo: 69610501D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Possibilidade de inserção de um filtro central	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
<b>Capacidade</b>	
Instrumentos de transferência [número]	22
Instrumentos ocios [número]	22
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	202
Medida exterior, largura líquida em mm	528
Medida exterior, profundidade líquida em mm	528
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	4,86
Peso bruto em kg	5,56
<b>Incluído na embalagem</b>	
A 838 Conjunto de chaves [número]	1