


DKF 11-R

Filtro contra odores Longlife AirClean regenerável  
para exaustor Miele DA 7198 W.

Código EAN: 4002515944400 / Número de material: 10787630 /  
Número de material antigo: 28996385EU1



- Carvão ativado: neutralização eficaz de odores desagradáveis
- Regeneração semestral de forma totalmente simples do forno
- Mais económico do que um filtro de utilização única se forem cumpridos os intervalos de substituição
- Vida útil de 3 anos
- Conteúdo: 1 filtro, medidas: 25,0 cm x 19,8 cm x 4,1 cm