

LAC/LONGFEED50

Mesa de entrada prolongada

Com cintas, 50 cm de compr., p/ uma introdução precisa dos têxteis na calandra.



- Altura de operação ideal para um trabalhar ergonómico
- Especialmente recomendado para têxteis grandes

Código EAN: 4002515962299 / Número de material: 10818180 /
Número de material antigo: 59535012D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 600–1750	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	200
Medida exterior, largura líquida em mm	3300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	200
Medida exterior, largura bruta em mm	3300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	500
Peso líquido [kg]	50,00
Peso bruto em kg	50,00