

LAC/LONGFEED80

Mesa de entrada prolongada

C/ cintas, 80 cm de compr., p/ uma introdução precisa dos têxteis na calandra.



- Altura de operação ideal para um trabalhar ergonómico
- Especialmente recomendado para têxteis grandes

Código EAN: 4002515962305 / Número de material: 10818190 /
Número de material antigo: 59535013D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Categoria do produto	
Mesa/Acessórios para mesas	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	200
Medida exterior, largura líquida em mm	3300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	800
Medida exterior, altura bruta em mm	200
Medida exterior, largura bruta em mm	3300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	800
Peso líquido [kg]	70,00
Peso bruto em kg	70,00