

LAC/THERMAL

Válvula de 3 vias de ligação para óleo térmico

Para adaptação da calandra ao aquecimento de óleo térmico existente.



Código EAN: 4002515962381 / Número de material: 10818290 /

Número de material antigo: 59535021D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 600–1750	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
M 500–1750	•
M 500–2000	•
M 500–2200	•
M 500–2500	•
M 500–3000	•
M 500–3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	200
Medida exterior, largura líquida em mm	200
Medida exterior, profundidade líquida em mm	400
Medida exterior, altura bruta em mm	200
Medida exterior, largura bruta em mm	200
Medida exterior, profundidade bruta em mm	400
Peso líquido [kg]	5,00
Peso bruto em kg	5,00