

LAC/WAX

Parafina

para um tratamento ideal do berço.



- Utilizável com um tecido de lubrificação para calandra LACO
- Conteúdo: 1 kg

Código EAN: 4002515962435 / Número de material: 10818360 /
Número de material antigo: 59535026D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 600–1750	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
M 500–1750	•
M 500–2000	•
M 500–2200	•
M 500–2500	•
M 500–3000	•
M 500–3300	•
Categoria do produto	
Tratamento do berço	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	150
Medida exterior, largura líquida em mm	150
Medida exterior, profundidade líquida em mm	150
Medida exterior, altura bruta em mm	150
Medida exterior, largura bruta em mm	150
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso líquido [kg]	2,00
Peso bruto em kg	2,00