


APFD 401  
Complemento  
para colocação perfeita de recipientes de medicação.



- Indicado para a colocação de 60 copos de medicação
- Indicado para a colocação de 10 APFD 402
- Equipado com 10 filas com uma distância entre fixadores de 36 mm
- Altura máxima do material a lavar 42 mm

Código EAN: 4002516152163 / Número de material: 10869810 /  
Número de material antigo: 67540101D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para recipientes de medicação	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Capacidade</b>	
Recipientes de medicação [número]	60
Complemento APFD 402 [número]	10

APFD 401  
Complemento  
para colocação perfeita de recipientes de medicação.



Código EAN: 4002516152163 / Número de material: 10869810 /  
Número de material antigo: 67540101D

Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	58
Medida exterior, largura líquida em mm	220
Medida exterior, profundidade líquida em mm	414
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	235
Medida exterior, profundidade bruta em mm	430
Peso líquido em kg	1,22
Peso bruto em kg	1,41