


APFD 402

Complemento

para colocação perfeita de tampas para recipientes de medicação.



- Indicado para a colocação de 8 tampas para copos de medicação
- Para utilizar no complemento de cesto APFD 401
- Indicado para tampas com um diâmetro de 28 a 35 mm

Código EAN: 4002516152170 / Número de material: 10869850 /
Número de material antigo: 67540201D


Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Complemento para tampa de recipientes de medicação	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzeno
Capacidade	
Tampas para recipientes de medicação [número]	8

APFD 402

Complemento

para colocação perfeita de tampas para recipientes de medicação.

Código EAN: 4002516152170 / Número de material: 10869850 /
Número de material antigo: 67540201D



Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	180
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,01
Peso bruto em kg	0,02