

CM/1

Módulo de condutividade

para medição da condutibilidade e indicação para troca de resinas.



- Indicado para depósitos de desmineralização total
- Indicação óptica e acústica para troca da patrona
- 10 pontos de comutação no intervalo de medição 0 – 199,9 µS/cm
- Visor de uma linha, possível ligação ao LED externo
- Inclui suporte de parede e fonte de alimentação

Código EAN: 4002516057420 / Número de material: 10889920 /
Número de material antigo: 69450002D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Reprocessamento da água	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Preto

CM/1

Módulo de condutividade

para medição da condutibilidade e indicação para troca de resinas.

Código EAN: 4002516057420 / Número de material: 10889920 /
Número de material antigo: 69450002D



Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	110
Medida exterior, largura líquida em mm	125
Medida exterior, profundidade líquida em mm	52
Medida exterior, altura bruta em mm	155
Medida exterior, largura bruta em mm	310
Medida exterior, profundidade bruta em mm	350
Peso líquido em kg	1,56
Peso bruto em kg	2,16