

PR

Impressora de protocolo de encastrar
para impressão de protocolos dos processos.



Código EAN: 4002516024040 / Número de material: 10931290 /
Número de material antigo: 69247003D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8617	•
Caraterísticas do produto	
Cor	Preto
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	95
Medida exterior, largura bruta em mm	190
Medida exterior, profundidade bruta em mm	291
Peso líquido em kg	0,92
Peso bruto em kg	2,50