

A 314

Cestos de rede

para reprocessamento otimizado de instrumentos oftalmológicos com lúmen.



- Incl. 1 régua de lavagem p/ ligar instrumentos de oftalmologia
- Cesto em rede com tampa removível
- Especialmente adequado a carros A 207

Código EAN: 4002516321262 / Número de material: 10979670 /  
Número de material antigo: 69631400D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros complementos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	38
Medida exterior, largura líquida em mm	223
Medida exterior, profundidade líquida em mm	151
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	180
Medida exterior, profundidade bruta em mm	245
Peso líquido em kg	0,72
Peso bruto em kg	0,85