

KFP 2444 ed/cs

Frente em aço inoxidável

Para uma integração apelativa dos congeladores MasterCool na sua cozinha.




Código EAN: 4002516055693 / Número de material: 10982950 /  
Número de material antigo: 38996065EU1

- p/ congeladores de 61 cm de larg.  
com dispens. gelo/água na porta

KFP 2444 ed/cs

Frete em aço inoxidável

Para uma integração apelativa dos congeladores MasterCool na sua cozinha.



KFP2445ed/cs, KFP2444ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings