


A 605

Módulo de injetores

para reprocessamento otimizado de tubos de ensaio, tubos, provetas etc.



- Equipado com 98 injetores
- A máx. 160 mm, Ø máx. 20 mm
- Aplicável no carro A 503

Código EAN: 4002516063339 / Número de material: 10999010 /  
Número de material antigo: 69660500D

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Categorias de produto associadas</b>                          |                |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório | •              |
| <b>Equipamentos compatíveis</b>                                  |                |
| PLW 8615   | •              |
| PLW 8616   | •              |
| PLW 8617   | •              |
| <b>Categoria do produto</b>                                      |                |
| Complemento/Módulo para tubos de ensaio                          | •              |
| <b>Caraterísticas do produto</b>                                 |                |
| Material   | Aço inoxidável |
| Cor  | Aço inoxidável |
| <b>Âmbito de aplicação</b>                                       |                |
| Reprocessamento de pipetas/tubos                                 | •              |
| Reprocessamento de tubos de ensaio                               | •              |
| Reprocessamento de vidraria de laboratório                       | •              |
| <b>Capacidade</b>  |                |
| Tubos de ensaio [número]   | 98             |
| Tubos [número]   | 98             |
| <b>Dimensões e peso</b>  |                |
| Medida exterior, altura líquida em mm                            | 158            |
| Medida exterior, largura líquida em mm                           | 254            |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm                      | 604            |
| Medida exterior, altura bruta em mm                              | 270            |
| Medida exterior, largura bruta em mm                             | 525            |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm                        | 540            |
| Peso líquido em kg   | 4,40           |
| Peso bruto em kg   | 6,40           |