

A 612

Módulo de injetores

para reprocessamento ideal de vidraria de laboratório de grande volume.



- Individualmente equipável com injetores
- Adeq. p/frascos de labor. de 2-10 l, balões colo estr. de 2-6 l
- Adequado para frascos Erlenmeyer de 2-5 l, balões volum. de 2-5 l
- Aplicável no carro A 503

Código EAN: 4002516063353 / Número de material: 10999050 /  
Número de material antigo: 69661200D

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Categorias de produto associadas</b>                          |                          |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório | •                        |
| <b>Equipamentos compatíveis</b>                                  |                          |
| PLW 8615   | •                        |
| PLW 8616   | •                        |
| PLW 8617   | •                        |
| <b>Categoria do produto</b>                                      |                          |
| Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito                | •                        |
| Módulo para vidraria de laboratório de grande volume             | •                        |
| <b>Caraterísticas do produto</b>                                 |                          |
| Material   | Aço inoxidável, Plástico |
| Cor  | Aço inoxidável, Preto    |
| <b>Âmbito de aplicação</b>                                       |                          |
| Reprocessamento de vidraria de laboratório                       | •                        |
| <b>Capacidade</b>  |                          |
| Vidraria de laboratório de grande volume [número]                | 4                        |
| <b>Dimensões e peso</b>  |                          |
| Medida exterior, altura líquida em mm                            | 221                      |
| Medida exterior, largura líquida em mm                           | 253                      |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm                      | 608                      |
| Medida exterior, altura bruta em mm                              | 245                      |
| Medida exterior, largura bruta em mm                             | 270                      |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm                        | 635                      |
| Peso líquido em kg   | 3,60                     |
| Peso bruto em kg   | 4,40                     |