


A 613

Módulo de injetores

para reprocessamento de pipetas volumétricas e graduadas.



- Equipado com 98 injetores
- Adequado para pipetas graduadas com um volume de 1–50 ml
- Adequado para pipetas volumétricas com um volume de 1–100 ml
- Aplicável no carro A 503

Código EAN: 4002516063360 / Número de material: 10999070 /  
Número de material antigo: 69661300D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para pipetas	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Pipetas [número]	98
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	194
Medida exterior, largura líquida em mm	254
Medida exterior, profundidade líquida em mm	604
Medida exterior, altura bruta em mm	200
Medida exterior, largura bruta em mm	270
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	4,40
Peso bruto em kg	6,40