

A 506

Carro

com 4 níveis para limpeza de vidrarias e utensílios de laboratório.



- Para admissão de complementos e cestos de rede

Código EAN: 4002516063223 / Número de material: 10999130 /  
Número de material antigo: 69650600D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria do produto</b>	
Carro para complementos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
<b>Capacidade</b>	
Cestos de rede DIN [número]	12
Cestos de rede SPRI [número]	8
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	555
Medida exterior, largura líquida em mm	650
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	4,40
Peso bruto em kg	6,40