


APWD 082

Complemento

p/ reproc. e desinf. ideais da loiça na máq. de lavar/desinfetar arrastadeiras.



Código EAN: 4002516065920 / Número de material: 11013510 /
Número de material antigo: 68508200D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar arrastadeiras	•
Equipamentos compatíveis	
PWD 8545	•
Categoria do produto	
Complemento para arrastadeiras e urinóis	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento das arrastadeiras e dos urinóis	•
Capacidade	
Urinóis [número]	3
Arrastadeiras [número]	1
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	310
Medida exterior, largura líquida em mm	365
Medida exterior, profundidade líquida em mm	310
Medida exterior, altura bruta em mm	305
Medida exterior, largura bruta em mm	305
Medida exterior, profundidade bruta em mm	395
Peso líquido em kg	0,92
Peso bruto em kg	1,67