


APWD 085

Complemento

p/ reproc. e desinf. ideais da loiça na máq. de lavar/desinfetar arrastadeiras.



Código EAN: 4002516065951 / Número de material: 11013540 /  
Número de material antigo: 68508500D

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Categorias de produto associadas</b>         |                |
| Máquinas de lavar e desinfetar arrastadeiras    | •              |
| <b>Equipamentos compatíveis</b>                 |                |
| PWD 8545  | •              |
| <b>Categoria do produto</b>                     |                |
| Complemento para arrastadeiras e urinóis        | •              |
| <b>Caraterísticas do produto</b>                |                |
| Material  | Aço inoxidável |
| Cor   | Aço inoxidável |
| <b>Âmbito de aplicação</b>                      |                |
| Reprocessamento das arrastadeiras e dos urinóis | •              |
| <b>Capacidade</b>                               |                |
| Urinóis [número]                                | 3              |
| Arrastadeiras [número]                          | 1              |
| <b>Dimensões e peso</b>                         |                |
| Medida exterior, altura líquida em mm           | 297            |
| Medida exterior, largura líquida em mm          | 399            |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm     | 284            |
| Medida exterior, altura bruta em mm             | 350            |
| Medida exterior, largura bruta em mm            | 435            |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm       | 510            |
| Peso líquido em kg                              | 1,92           |
| Peso bruto em kg                                | 3,55           |